

10.10.101.246
護理站代碼：4C1-98 護理站名稱：4C1-test

備管作業 檢體採檢 檢體打包 檢體送出 設定 OSUN 登出

2024-12-10 10:21:04 / ver_1.5

切換條碼機

歷史打包

☐條碼貼紙 ☐清單 ☒儲存列印參數

小包編號 2024/09/12 到 2024/12/10 查詢

小包編號	護理站代碼	總單數	總管數	打包日期與時間	打包人	送出日期與時間	送出人	送達日期與時間	送達人
13102205B01	05B	2	2	2024-10-22 17:01:31	0011127	2024-10-22 17:04:56	99	2024-10-22 17:05:38	99
病床號	病歷號	姓名	檢體條碼號	單號	管別	檢體	採檢日期	採檢時間	採檢人
	0015294160	吳●雪	B3AM01S0051	1310221053	針筒以肝素潤溼	全血			
	0015294160	吳●雪	B3AM01H0011	1310221054	紫蓋	全血(紫頭管)			
13102206B02	06B	1	1	2024-10-22 17:08:27	99				
13102306B01	06B	2	2	2024-10-23 16:14:20	99				

刪除小包

新增管子

列印清單

Close

A. 根據輸入內容查詢

B. 列印參數，若不勾選重新列印清單將不會列印東西

C. 點選資料夾可查看該小包含有的管子

D. 點選黑色直排三點將可開啟額外功能選單

- 刪除小包: 刪除該小包

- 新增管子: 將新的管子加入至該小包

- 列印清單: 重新列印打包清單

E. 重新列印該管子的條碼

F. 從小包中刪除該管子

1. 支援掃碼槍輸入

2. 支援 enter 輸入